


# ¡MiS MDR ya está disponible!



Descubre MiS

## TRATAMIENTO EFICAZ DE LAS NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS.

MiS proporciona un efecto de **reparación de la estructura nerviosa** mediante la restauración de la **vaina de mielina** y demuestra eficacia para **aliviar la sensibilidad al dolor**, como destacan Micheli et al en el artículo *'Effect of NIR laser therapy by MiS source against neuropathic pain in rats: in vivo and ex vivo analysis'* - Nature, Scientific Reports, 9:9297, 2019.



**Óptica:** MiS está equipado con el **terminal óptico colimado de Ø 5 cm**, que permite tratamientos desde **contacto directo hasta 30 cm** de distancia con total seguridad.



**Modalidades de aplicación ampliadas:** todos los programas pueden ejecutarse en modo **Scan** (barrido), **Punto-por-Punto** y **Punto Fijo** (gracias al uso del brazo dedicado).



**Control de la dosis terapéutica (J/cm<sup>2</sup>):** en función del modo de aplicación seleccionado y del tipo de terminal óptico conectado, los **parámetros de emisión se adaptan automáticamente**.



**Limitación de dosis/energía:** esta nueva función **mantiene fija la dosis** de energía validada clínicamente o **la energía total** a suministrar variando los parámetros del protocolo.

### ► Nueva pantalla

La nueva pantalla, aún más sensible, permite un ajuste preciso del brillo para garantizar la mejor visibilidad en diferentes condiciones de uso.

### ► Nuevo software y nueva biblioteca multimedia

El software se ha renovado por completo, está disponible en 32 idiomas y pone a disposición del usuario más de 400 nuevas imágenes y vídeos de tratamientos específicos en función del protocolo, el modo de aplicación y el terminal óptico elegidos.

### ► Nuevo terminal óptico de Ø 5 cm

Gracias a su forma esférica, la nueva óptica permite una agradable acción de masaje cuando se utiliza en contacto con la piel.

### ► Interlock

De acuerdo con la Norma Internacional EN 60601-2-22 y para garantizar una mayor seguridad, es obligatorio conectar el conector Interlock (incluido) al dispositivo para administrar la terapia.

Copyright © ASA srl - Todos los derechos reservados. Queda prohibida la copia, impresión y distribución total o parcial de la información presente en este documento, salvo autorización escrita del propietario. Este contenido está dirigido a profesionales de la salud y no sustituye el asesoramiento médico profesional. 08/2024 - ES



# Elige productos **EU MDR!**



Los productos médicos certificados por el Reglamento de Productos Médicos de la Unión Europea (EU MDR) garantizan la **calidad, seguridad y eficacia** de los sistemas y tratamientos ofrecidos a los pacientes.

A continuación explicamos por qué invertir en **productos médicos ASA EU MDR** es la mejor elección.

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL PACIENTE



EU MDR garantiza que sólo se comercialicen productos probados y seguros: con más de **30.000 productos** en todo el mundo y **más de 200 publicaciones, ASA** es sinónimo de **eficacia y seguridad**. Los sistemas de ASA están validados científicamente y clínicamente mediante una amplia labor de **investigación** en **ASAcampus**.

## ENTRE LOS MEJORES DE LA CLASE

El **sistema de calidad** de ASA está certificado por **TÜV SÜD Product Service GmbH**. ASA recibió la certificación **EU MDR** en **abril 2023**. Los sistemas ASA EU MDR se someten a rigurosos **controles y auditorías de conformidad**, garantizando así Soluciones Terapéuticas duraderas, fiables y eficaces.

## EVALUACIÓN CLÍNICA RIGUROSA

Para demostrar su eficacia y seguridad, los dispositivos ASA EU MDR se someten a exhaustivas evaluaciones basadas en **datos clínicos sólidos**. EU MDR exige la máxima **transparencia del fabricante al paciente**: ASA lleva mucho tiempo adoptando la **supervisión periódica** de sus productos en todo el mundo.



◀ ¿Sabía que algunos experimentos realizados por ASAcampus se llevaron a cabo en la Estación Espacial Internacional?